



### Tű nélküli mezoterápiás eszköz

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

#### A termékről

A **Garett Fresh Skin Pro** egy modern mezoterápiás eszköz, amelynek funkciói között megtalálható az RF, EMS technológia, LED fényterápia, innovatív bőrtisztítás és hangrezgések. A speciális hidegborogatás technológia lehetővé teszi az irritációk megnyugtatót és csillapítását, vagy a kezelés utáni pihenést.

**RF rádiófrekvenciás funkció:** egy olyan terápia, amely rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzást alkalmaz. Javítja a bőr állapotát, serkenti a kollagén regenerálódását a bőrretegben, valamint helyreállítja a bőr rugalmasságát és ragyogását.

**Ionizációs tisztítás funkció:** egy módszer, amely ionok exportálásával tisztítja meg a bőrt a káros anyagoktól, fémionoktól és mikrobáktól. Pozitív hatással van a vérkeringésre, helyreállítja a bőr rugalmasságát és ragyogását.

**ionizációs hidratálás funkció:** segíti a bőr hidratálását, pozitív hatással van az epidermiszre, valamint a balzsamok és kozmetikai folyadékok felszívódására.

**EMS elektrostimulációs funkció:** alacsony frekvenciájú impulzusáramot használó terápia. Feszíti az arcizmokat. Javítja a vérkeringést, az izmok oxigénellátását és eltávolítja a felesleges anyagcseretermékeket.

**LED terápiás funkció:** a vörös fényt használó módszer. Visszaállítja a bőr rugalmasságát, serkenti a kollagén működését és eltávolítja a finom ráncokat.

**Hideg borogatás funkció:** segít csökkenteni, nyugtatni és csillapítani az irritációt. Az alacsony hőmérséklet pihentető masszázsként is használható a kezelés után.

#### Figyelmeztetések felhasználók számára

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt, és őrizze azt meg későbbi felhasználás céljából.
2. A termék töltése a mellékelt töltőkészlettel lehetséges.
3. Tilos töltés közben használni a terméket.
4. A termék nem vízálló, ne merítse vízbe.
5. Ne próbálja kihúzni a készüléket a konnektorból, és ne használja nedves kézzel.
6. A balesetek elkerülése érdekében ne érintse meg a dugó fém részét.
7. Ne rongálja, ne módosítsa, ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a tápkábelt, mert az károsodást okozhat.
8. Kerülje a töltőaljzat és a tápkábel szennyeződését.
9. Hagyja abba a töltést, ha a tápkábel vagy a vezeték sérült vagy töltés közben felforrósodik.
10. Tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a por és a szennyeződés felhalmozódását.
11. Ne tárolja a terméket fürdőszobában, nedves helyen, magas hőmérsékleten, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
12. Ne rongálja meg, ne dobja el és ne módosítsa a terméket. Sérülés esetén hagyjon fel a termék használatával.
13. Ne használja a készüléket irritált, allergiás vagy gyulladt bőrfelület közelében. Ebben az esetben keresse fel orvosát.
14. Gyermek nem használhatja a készüléket.
15. Terhes vagy menstruáló nők nem használhatják a terméket előzetes orvosi konzultáció nélkül.

#### Termékleírás



#### Munkamód

**Munkamód:** RF  
**Jellemzők:** Melegíti a bőrt, kinyitja a pórusokat  
**Használt funkciók:** RF  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Nem  
**Ajánlott kozmetikumok:** Mosó, arcápoló termékek  
**Kezelés időtartama:** Kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** 5  
**Végrehajtás gyakorisága:** hetente 2-3 alkalommal

**Munkamód:** CLEAN  
**Jellemzők:** Melegíti, világosítja és tisztítja az arcbőrt  
**Használt funkciók:** RF + ionos tisztítás + rezgések  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Igen  
**Ajánlott kozmetikumok:** Sminkeltávolítók, arcmosó készítmények  
**Kezelés időtartama:** Kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** 5  
**Végrehajtás gyakorisága:** hetente 2-3 alkalommal

**Munkamód:** MOISTURE  
**Jellemzők:** Melegíti a bőrt, segít hidratálni az arcot, továbbá a tápláló készítmények és kozmetikai folyadékok felszívódását  
**Használt funkciók:** RF + EMS + ionos hidratálás + rezgések  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Igen  
**Ajánlott kozmetikumok:** Hidratáló/ápoló termékek, arctisztítók vagy tápláló anyagok arcmaszk formájában (maszk használatakor nem kell vattakorongot felhelyezni)  
**Kezelés időtartama:** kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** 5  
**Végrehajtás gyakorisága:** hetente 2-3 alkalommal

**Munkamód:** EMS UP  
**Jellemzők:** Melegíti a bőrt és serkenti az arcizmok munkáját. Rugalmasabbá és feszebbé teszi a bőrt. A kezelés a nyakon és a vállon is végrehajtható  
**Használt funkciók:** RF + EMS  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Igen  
**Ajánlott kozmetikumok:** Ápoló, arcbőr tápláló termékek  
**Kezelés időtartama:** kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** 5  
**Végrehajtás gyakorisága:** hetente 2-3 alkalommal

**Munkamód:** RF LED  
**Jellemzők:** Melegíti a bőrt, javítja a bőr állapotát és támogatja a vérkeringést  
**Használt funkciók:** RF + LED  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Nem  
**Ajánlott kozmetikumok:** Ápoló, tápláló, hidratáló készítmények  
**Kezelés időtartama:** kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** nincs  
**Végrehajtás gyakorisága:** hetente 2-3 alkalommal

**Munkamód:** COOL  
**Jellemzők:** Az alacsony hőmérsékletnek köszönhetően hűti a bőrt és csillapítja az irritációt. Ellazítja és megnyugtatja az irritált bőrt  
**Használt funkciók:** Hideg borogatás  
**Sminkeltávolító korong felhelyezése:** Nem  
**Ajánlott kozmetikumok:** Ápoló, tápláló, hidratáló készítmények  
**Kezelés időtartama:** Kb. 5 perc  
**Intenzitási szint:** Nincs  
**Végrehajtás gyakorisága:** Minden nap

#### Vattakorong felhelyezése

1. Távolítsa el a mágneses feltétet a készülékről.  
**Figyelem:** A védőelem a készülékben található mágnessel van felszerelve. Az eltávolításához húzza meg maga felé a peremet.



2. Helyezze fel a vattakorongot az elektróda felületére úgy, hogy gyengéden benyomja a fej nyílásába.  
**Figyelem:** Vastag vattakorong esetén a kezeléssel kapcsolatos tapasztalatok eltérőek lehetnek.

3. Nedvesítse be a vattakorongot sminkeltávolító/kozmetikai készítménnyel vagy balzsammal - az üzemmódtól függően. Ezután helyezze vissza a korábban eltávolított védőelemet.

4. A helyes telepítés után a készülék teljesen üzemkés.

**Figyelem:** A kezelés után tisztítsa meg a bőrt és a készüléket. A termék nem vízálló, ne mossa vízzel.

## Használati útmutató

1. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e töltve.
2. Ha az nem reagál a bekapcsológombra, csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz.
3. A készülék lemerülése esetén körülbelül 2,5 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **M/Ü** gombot körülbelül 3 másodpercig. A készülék az alapértelmezett - RF üzemmódban kapcsol be. A bekapcsolást a gombok világítása és egy hangjelzés jelzi.
5. Az **M/Ü** gomb egyszeri megnyomásával megváltoztathatja az üzemmódot (6 elérhető) az Ön egyéni igényeinek megfelelően. Az üzemmódváltást hangjelzés kíséri.
6. Személyes igényeitől függően növelheti/csökkentheti a készülék teljesítményét (5 teljesítményszint) a teljesítményszabályozó gomb használatával. Alapértelmezés szerint a készülék a legalacsonyabb szintre van állítva.
7. Helyezzen egy vattakorongot a fejegységre, vigye fel a saját igényeinek megfelelő kozmetikumot, és kezdje el a kezelést.
8. Mozgassa a készüléket belülről kifelé és alulról felfelé, tartsa a készüléket a célterület közelében.
9. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **M/Ü** gombot körülbelül 3 másodpercig. A kikapcsolást dupla hangjelzés kíséri.
10. A kezelés befejezése után tisztítsa meg a bőrt és a készüléket.

**Figyelem:** A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik és felhasználói beavatkozás nélkül 5 perc után kikapcsol.

## Használat módja - lépésről lépésre

Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrt.

2. A kiválasztott üzemmódtól függően:

- \* egyenletesen vigye fel a bőrápolási termékeket az arcra;
- \* vigye fel a sminkle mosót / kozmetikumokat a mágneses feltét alá helyezett vattakorongra.

**Figyelem:** A **COOL** mód kozmetikumokkal is használható a smink tartósságának javítása érdekében.

3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig az **M/Ü** gombot.

4. Ugyanezzel a gombbal válassza ki a megfelelő üzemmódot.

5. Állítsa be a készülék működési intenzitását a **+/-** gombbal.

**Figyelem:** A termék első használatakor ajánlott az 1. szint kiválasztása, hogy a bőr megszokja a kezeléseket. Ez megakadályozza az esetleges irritációt.

6. Mozgassa a készüléket belülről kifelé és alulról felfelé, tartsa a készüléket a célterület közelében, úgy, hogy a fej hozzáérjen a bőr felületéhez.

7. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **M/Ü** gombot körülbelül 3 másodpercig.

8. A kezelés befejezése után vegye le ismételtelen a mágneses feltétet, és vegye ki a vattakorongot. Tisztítsa meg alaposan a készüléket, és helyezze vissza a feltétet.

9. Távolítsa el a bőrről a kozmetikum maradványt.

10. Kellemetlen érzés esetén használja a **COOL** módot az irritációk csillapítására vagy a kezelés utáni pihenésre.

## \* EMS UP, MOISTURE mód



**A kezelést úgy végezze el, hogy a készüléket a rajzon lévő nyilaknak megfelelően mozgatja**

**Ne használja a készüléket ezeken a testrészeken. Csak COOL módban megengedett a szem környékének kezelése (a szemhéjak érintésével). Kezdés előtt csukja be a szemét.**

## \* RF, CLEAN, RF LED mód



**A kezelést úgy végezze el, hogy a készüléket a rajzon lévő nyilaknak megfelelően mozgatja**

**Ne használja a készüléket ezeken a testrészeken. Csak COOL módban megengedett a szem környékének kezelése (a szemhéjak érintésével). Kezdés előtt csukja be a szemét.**

**LED módban a szem körüli kezelés megengedett, feltéve, hogy csukva van és a készüléket legalább 5 cm távolságra tartja a bőrtől.**

## Javítás és karbantartás

.Sérülés vagy meghibásodás esetén hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Garett szervizével.

2. Ha saját hatáskörben próbálja megjavítani a készüléket, az károsodáshoz vezethet és érvényteleníti a garanciát.

3. A készülék nem vízálló. A sérülések elkerülése érdekében ne mossa vízzel.

4. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ajánlott havonta legalább 1-2 alkalommal feltölteni, valamint száraz és hűvös helyen tárolni az élettartam meghosszabbítása végett.

## Műszaki jellemzők

Termék megnevezése: Garett Beauty Fresh Skin Pro	
Akkumulátor-kapacitás: 1200 mAh	Rezgésszám: 10 - 30 Hz
Töltési idő: kb. 2,5 óra	Hőmérséklet: 6-38°C (+/-5)
Súly: 298 g	Méret: 18,7 x 5,1 x 6,3 cm

**További információ erről a készülékről a [www.garett.eu](http://www.garett.eu) oldalon található. További termékekért és tartozékokért látogasson el a [www.garett.eu](http://www.garett.eu) oldalra.**

## Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készülékhez mellékelten eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervizbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)


**Gyártó:**

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

 A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektronikus és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A terméken vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.